

ICX

Das FAIRE Implantat-System

ICX-SYSTEM ÜBERSICHT 8.0



Future is now.

medentis[®]
medical

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

Inhalt

SERVICE

Erklärung der Namen, Zeichen und Etikettierungen.....	4
Bestellung, Garantie & Service.....	5

CHIRURGIE

ICX-IMPLANTATE & BOHRER

Übersicht ICX-PREMIUM/ICX-mini/ICX-plus Implantate	6
Übersicht ICX-PREMIUM/ICX-plus Single/Einzel-Implantate	7
Übersicht ICX-PREMIUM Parallel- und Stop-Bohrer.....	8/9
Übersicht ICX-ACTIVE-MASTER Implantate.....	10
Übersicht ICX-ACTIVE-WHITE-Keramik-Implantate.....	10
Übersicht ICX-ACTIVE-MASTER Parallel- und Stop-Bohrer & Chirurgie-Box.....	11

ICX-BOHRSTOPHÜLSEN

Übersicht ICX-Bohrstophülsen	12
ICX-Bohrstophülsen-Box	13

HEILKAPPEN & TRANSFER

ICX-HEILKAPPEN

Übersicht ICX-Verschlussschrauben und Gingivaformer.....	14
Übersicht ICX-Gingivaformer individualisierbar.....	15

CERICX-HEILKAPPEN

CERICX-Heilkappen & Abdruckpfosten	16
--	----

ICX-ABDRUCKPFOSTEN

Übersicht ICX-Abdruckpfosten.....	18
-----------------------------------	----

ICX-MODELLANALOGE

Übersicht ICX-Modellanaloge und ICX-Prothetik-Box.....	19
--	----

PROTHETIK

1. zementierte und verklebte Versorgung

ICX-AUFBAUTEN & KLEBEBASEN

Übersicht ICX-Titan-Aufbauten.....	20/21
Übersicht ICX-Massiv-Aufbauten	22
Übersicht ICX-Universal-Aufbauten	22

Inhalt

Übersicht ICX-Steg-Systeme	23
Übersicht ICX-Gold- und Kunststoffaufbauten.....	23
Übersicht ICX-plus-Aufbau	24
ICX-Klebebasis für ZirkonZahn-System	24
Übersicht ICX-CAD/CAM/Klebebasen- und Scankörper	24
ICX-Cerec®-Klebebasen und Scankappen.....	25

CERICX-ZIRKON-AUFBAUTEN

Übersicht CERICX-Zirkon-Aufbauten.....	26-29
--	-------

2. okklusal verschraubte Versorgung

ICX-multi-KONZEPT ZUR OKKLUSALEN VERSCHRAUBUNG

Übersicht ICX-multi-Konzept (4-ON-ICX & 6-ON-ICX)	30-32
---	-------

3. Hybridtechnik

ICX-t-bona KUGELKOPF PATRIZEN & MATRIZEN

Übersicht ICX-t-bona Kugelkopf-System	34
Übersicht Prothetik ICX-mini Implantat Ø 2,9mm	35
Übersicht t-ecco & Dalbo®-Plus Matrizen für ICX.....	35

ICX-MAXIMUS (LOCATOR™) PATRIZEN & MATRIZEN

Übersicht ICX-Maximus-Aufbauten, ein-/zweiteilig.....	36
ICX-Maximus-Aufbau für Ø ICX-mini 2,9mm.....	37
Übersicht ICX-Maximus-Zubehör	38

ICX-ZUBEHÖR

Übersicht ICX-Überweiserbox	40/41
Übersicht ICX-Instrumente und Schrauben	42-45
Übersicht ICX-Rohlinge.....	46

ICX-PLEXIGLAS-SCHAUMODELLE

ICX-Plexiglas-Schaumodelle	48-54
----------------------------------	-------

ICX-BESTELLFORMULAR

ICX-Bestellfax-Formular	55
-------------------------------	----

Erklärung der Namen, Zeichen und Etikettierungen

Erklärung zu den Symbolen/Zeichen auf Etiketten/Produktlabels und Beipackzetteln:



Seriennummer



Artikelnummer



Gammasterilisiert



Vor dem Verfallsdatum verwenden



nur zum einmaligen Gebrauch



Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig lesen



ICX-Produkte sind CE-gekennzeichnet und erfüllen die Anforderungen aus der Medizinprodukterichtlinie 93/42 EWG

Bedeutung der Farbcodierung bei ICX-Bohrern & Implantaten

Weiss ○ = Ø 2,9mm

Gelb ● = Ø 3,45mm

Rot ● = Ø 3,75mm

Grün ● = Ø 4,1mm

Blau ● = Ø 4,8mm

Farbdarstellungen und Größen der Abbildungen in dieser Broschüre sind nicht verbindlich!

Bestellung, Garantie & Service



Portofreier Versand, inkl. Express-Service!

Bei einer Bestellannahme bis 19.00 Uhr täglich (Mo.-Fr.) erhalten Sie Ihre Bestellung bis Mittag des folgenden Werktages (Mo.-Fr.) per „Express-Saver“ kostenfrei – und das ohne Mindestbestellwert – geliefert (innerhalb Deutschlands).



Persönlicher Bestell-Annahme-Service

von montags bis freitags von 7.30 – 19 Uhr.



medentis medical tauscht sämtliche ICX-Implantate, die falsch geöffnet wurden, über eine mangelnde Primärstabilität verfügten, während der OP heruntergefallen oder nicht osseointegriert sind, kommentarlos, ohne große Bürokratie und ohne Kosten gegen ein anderes ICX-Implantat Ihrer Wahl um.



medentis medical bietet
10-Jahres-Osseointegrations-Garantie.



medentis medical bietet Ihnen **eine 20-jährige Nachkauf-Garantie** auf alle Prothetik-Artikel.

Geltung der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe: www.medentis.de)

Hinweis:

*Alle Preise in dieser Broschüre in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.11.17)



Übersicht: ICX-Implantate

ICX-Implantate/6er-Pack

Stück: € 59,-*


ICX-mini Implantate weiß, Ø 2,9mm

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

C-001-290080	ICX-mini Ø 2,9 x 8mm (6er-Pack)
C-001-290100	ICX-mini Ø 2,9 x 10mm (6er-Pack)
C-001-290125	ICX-mini Ø 2,9 x 12,5mm (6er-Pack)

Hinweis: Nur C-003-000004 ICX-mini Verschlusskappe verwenden!



Einbringinstrument: C-015-100006

Insertion



Kugelentnahme:

Konterinstrument: C-015-100009



Einbringinstrument: C-015-100007

Kugelkopf



Sechskantinstrument: 960002

Verschlusskappe




ICX-plus-(Tulpen)-Implantate gelb, Ø 3,45mm

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

C-001-345065	ICX-plus Ø 3,45 x 6,5mm (6er-Pack)
C-001-345080	ICX-plus Ø 3,45 x 8mm (6er-Pack)
C-001-345100	ICX-plus Ø 3,45 x 10mm (6er-Pack)
C-001-345125	ICX-plus Ø 3,45 x 12,5mm (6er-Pack)




ICX-PREMIUM Implantate rot, Ø 3,75mm

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

C-001-390080	ICX Ø 3,75 x 8mm (6er-Pack)
C-001-390100	ICX Ø 3,75 x 10mm (6er-Pack)
C-001-390125	ICX Ø 3,75 x 12,5mm (6er-Pack)
C-001-390150	ICX Ø 3,75 x 15mm (6er-Pack)




ICX-PREMIUM grün, Ø 4,1mm

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

C-001-425080	ICX Ø 4,1 x 8mm (6er-Pack)
C-001-425100	ICX Ø 4,1 x 10mm (6er-Pack)
C-001-425125	ICX Ø 4,1 x 12,5mm (6er-Pack)
C-001-425150	ICX Ø 4,1 x 15mm (6er-Pack)




ICX-PREMIUM blau, Ø 4,8mm

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

C-001-480080	ICX Ø 4,8 x 8mm (6er-Pack)
C-001-480100	ICX Ø 4,8 x 10mm (6er-Pack)
C-001-480125	ICX Ø 4,8 x 12,5mm (6er-Pack)
C-001-480150	ICX Ø 4,8 x 15mm (6er-Pack)



Übersicht: ICX-Single/Einzel-Implantate

ICX-Single-Implantate


Stück: € 99,-* · inkl. steriler Verschlusskappe

ICX-plus-(Tulpen)-Implantate gelb, Ø 3,45mm

Stück: € 99,-*

Artikel-Nr.

S-001-345065	ICX-plus Ø 3,45 x 6,5mm
S-001-345080	ICX-plus Ø 3,45 x 8mm
S-001-345100	ICX-plus Ø 3,45 x 10mm
S-001-345125	ICX-plus Ø 3,45 x 12,5mm




ICX-PREMIUM Implantate rot, Ø 3,75mm

Stück: € 99,-*

Artikel-Nr.

S-001-390080	ICX Ø 3,75 x 8mm
S-001-390100	ICX Ø 3,75 x 10mm
S-001-390125	ICX Ø 3,75 x 12,5mm
S-001-390150	ICX Ø 3,75 x 15mm




ICX-PREMIUM Implantate grün, Ø 4,1mm

Stück: € 99,-*

Artikel-Nr.

S-001-425080	ICX Ø 4,1 x 8mm
S-001-425100	ICX Ø 4,1 x 10mm
S-001-425125	ICX Ø 4,1 x 12,5mm
S-001-425150	ICX Ø 4,1 x 15mm




ICX-PREMIUM Implantate blau, Ø 4,8mm

Stück: € 99,-*

Artikel-Nr.

S-001-480080	ICX Ø 4,8 x 8mm
S-001-480100	ICX Ø 4,8 x 10mm
S-001-480125	ICX Ø 4,8 x 12,5mm
S-001-480150	ICX Ø 4,8 x 15mm























Hinweis:

Die medentis medical GmbH bietet Ihnen die Gebrauchsanweisung zu den Produkten im Internet zum Lesen oder zum Download unter der URL: ifu.medentis.de an.

Dort können Sie die Gebrauchsanweisung über die Eingabe der Artikelnummer finden oder die jeweils aktuell gültige Gebrauchsanweisung der Produktgruppen abrufen. Voraussetzung ist ein internetfähiges Endgerät, mit dem PDF-Dokumente geöffnet werden können. Möchten Sie gerne die Papierversion der Gebrauchsanweisung haben, dann kontaktieren Sie uns und wir senden sie Ihnen mit UPS Express Saver kostenlos bis Mittag des nächsten Werktages zu. Alternativ kann die Gebrauchsanweisung auch gefaxt oder per E-Mail verschickt werden.

Übersicht: ICX-PREMIUM Parallel- und Stop-Bohrer

Artikel-Nr.	ICX-PREMIUM Bohrer	Artikel	Preis €
FIL-186RF		ICX-Vorbohrer (Cortical)	9,90,-*
C-014-006290		ICX-Parallel-Bohrer Standard Ø 2,9 weiß II ○	9,90,-*
C-014-007290		ICX-Parallel-Bohrer hart Ø 2,9 weiß III ○	9,90,-*
C-014-003345		ICX-plus -Parallel-Bohrer weich Ø 3.45 gelb I ●	9,90,-*
C-014-006345		ICX-plus -Parallel-Bohrer Standard Ø 3.45 gelb II ●	9,90,-*
C-014-007345		ICX-plus -Parallel-Bohrer hart Ø 3.45 gelb III ●	9,90,-*
C-014-003375		ICX-Parallel-Bohrer weich Ø 3.75 rot I ●	9,90,-*
C-014-006375		ICX-Parallel-Bohrer Standard Ø 3.75 rot II ●	9,90,-*
C-014-007375		ICX-Parallel-Bohrer hart Ø 3.75 rot III ●	9,90,-*
C-014-003410		ICX-Parallel-Bohrer weich Ø 4.1 grün I ●	9,90,-*
C-014-006410		ICX-Parallel-Bohrer Standard Ø 4.1 grün II ●	9,90,-*
C-014-007410		ICX-Parallel-Bohrer hart Ø 4.1 grün III ●	9,90,-*
C-014-003480		ICX-Parallel-Bohrer weich Ø 4.8 blau I ●	9,90,-*
C-014-006480		ICX-Parallel-Bohrer Standard Ø 4.8 blau II ●	9,90,-*
C-014-007480		ICX-Parallel-Bohrer hart Ø 4.8 blau III ●	9,90,-*
C-014-005345		ICX-Stop-Bohrer Ø 3.45 gelb ●	9,90,-*
C-014-005375		ICX-Stop-Bohrer Ø 3.75 rot ●	9,90,-*
C-014-005410		ICX-Stop-Bohrer Ø 4.1 grün ●	9,90,-*
C-014-005480		ICX-Stop-Bohrer Ø 4.8 blau ●	9,90,-*
C-014-000003		ICX-Crestotomborher zur Knochenpräparation	9,90,-*

Übersicht: ICX-PREMIUM Parallel- und Stop-Bohrer


ACHTUNG! **WICHTIGER HINWEIS** ACHTUNG!

Erläuterung:
Anzahl der Ringe
steht für Knochenhärtegrad.


Bohrer für sehr
weiche Knochen,
D4

Bohrer für weichen/
mittelharten Knochen,
D3/D2

Bohrer für
harten Knochen,
D1



Erläuterung:
Rillen im Bohrer
stehen für Tiefe
der jeweiligen Bohrung.



Bei den ICX-PREMIUM sowie auch bei unseren ICX-ACTIVE-MASTER Bohrern ist die Bohrspitze um 0,3mm länger – bitte beachten Sie, dass bei der Bohrung dann auch die Bohrtiefe um zusätzlich 0,3mm zunehmen muss!

ICX
Das FAIRE Implantat-System



Übersicht: ICX-ACTIVE-MASTER Implantate

Alle ICX-ACTIVE-MASTER Implantate sind nur im 6er-Pack erhältlich

ICX-ACTIVE-MASTER Implantate rot, Ø 3,75mm

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

ACM-001-390080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 8mm
ACM-001-390100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 10mm
ACM-001-390125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 12,5mm
ACM-001-390150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 15mm



ICX-ACTIVE-MASTER Implantate grün, Ø 4,1mm

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

ACM-001-425080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 8mm
ACM-001-425100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 10mm
ACM-001-425125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 12,5mm
ACM-001-425150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 15mm



ICX-ACTIVE-MASTER Implantate blau, Ø 4,8mm

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

ACM-001-480080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 8mm
ACM-001-480100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 10mm
ACM-001-480125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 12,5mm
ACM-001-480150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 15mm




ICX-ACTIVE-WHITE-Keramik-Implantate

Stück: € 333,-* Ø 4,1mm

















Artikel-Nr.

AW-002-425080	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 8mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm
AW-002-425100	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 10mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm
AW-002-425125	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 12,5mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm
AW-002-425150	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 15mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm
AW-002-426080	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 8mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm
AW-002-426100	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 10mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm
AW-002-426125	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 12,5mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm
AW-002-426150	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 15mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm



Hinweis: GH = Gingivahöhe

Übersicht: ICX-ACTIVE-MASTER Bohrer






Artikel-Nr.	ICX-ACTIVE-MASTER Bohrer	Artikel	Preis €
ACM-014-003290		ICX-ACTIVE-MASTER Vorbohrer	39,-*
ACM-014-003375		ICX-ACTIVE-MASTER Parallelbohrer weich Ø 3.75 rot I ●	39,-*
ACM-014-006375		ICX-ACTIVE-MASTER Parallelbohrer Standard Ø 3.75 rot II ●	39,-*
ACM-014-007375		ICX-ACTIVE-MASTER Parallelbohrer hart Ø 3.75 rot III ●	39,-*
ACM-014-003410		ICX-ACTIVE-MASTER Parallelbohrer weich Ø 4.1 grün II ●	39,-*
ACM-014-006410		ICX-ACTIVE-MASTER Parallelbohrer Standard Ø 4.1 grün II ●	39,-*
ACM-014-007410		ICX-ACTIVE-MASTER Parallelbohrer hart Ø 4.1 grün III ●	39,-*
ACM-014-003480		ICX-ACTIVE-MASTER Parallelbohrer weich Ø 4.8 blau I ●	39,-*
ACM-014-006480		ICX-ACTIVE-MASTER Parallelbohrer Standard Ø 4.8 blau II ●	39,-*
ACM-014-007480		ICX-ACTIVE-MASTER Parallelbohrer hart Ø 4.8 blau III ●	39,-*
ACM-014-004375		ICX-ACTIVE-MASTER Gewindebohrer für Ø 3,75 rot ●	39,-*
ACM-014-004410		ICX-ACTIVE-MASTER Gewindebohrer für Ø 4,1 grün ●	39,-*
ACM-014-004480		ICX-ACTIVE-MASTER Gewindebohrer für Ø 4,8 blau ●	39,-*
ACM-014-005375		ICX-ACTIVE-MASTER Stopbohrer Ø 3.75 rot ●	39,-
ACM-014-005410		ICX-ACTIVE-MASTER Stopbohrer Ø 4.1 grün ●	39,-*
ACM-014-005480		ICX-ACTIVE-MASTER Stopbohrer Ø 4.8 blau ●	39,-*

ICX-ACTIVE-MASTER Chirurgie-Box

gefüllt: € 990,-*

		ICX-ACTIVE-MASTER Chirurgie-Box (gefüllt)	Preis €
ACM-018-000006		ICX-ACTIVE-MASTER Chirurgie-Box (gefüllt)	990,-*

Übersicht: ICX-Bohrstophülsen

Artikel-Nr.	Artikel	Material	Preis €	
C-027-129080	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Bohrertiefe 8mm Farbcode: ○ WEISS	Titan	19,90*	
C-027-129100	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Bohrertiefe 10mm Farbcode: ○ WEISS	Titan	19,90*	
C-027-129125	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: ○ WEISS	Titan	19,90*	
C-027-135080	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Bohrertiefe 8mm Farbcode: ● GELB	Titan	19,90*	
C-027-135100	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Bohrertiefe 10mm Farbcode: ● GELB	Titan	19,90*	
C-027-135125	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: ● GELB	Titan	19,90*	
C-027-138080	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Bohrertiefe 8mm Farbcode: ● ROT	Titan	19,90*	
C-027-138100	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Bohrertiefe 10mm Farbcode: ● ROT	Titan	19,90*	
C-027-138125	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: ● ROT	Titan	19,90*	
C-027-141080	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Bohrertiefe 8mm Farbcode: ● GRÜN	Titan	19,90*	
C-027-141100	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Bohrertiefe 10mm Farbcode: ● GRÜN	Titan	19,90*	
C-027-141125	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: ● GRÜN	Titan	19,90*	
C-027-148080	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Bohrertiefe 8mm Farbcode: ● BLAU	Titan	19,90*	
C-027-148100	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Bohrertiefe 10mm Farbcode: ● BLAU	Titan	19,90*	
C-027-148125	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: ● BLAU	Titan	19,90*	


Übersicht: ICX-Bohrstophülsen

Artikel-Nr.	Artikel	Material	Preis €
C-027-000010	ICX-Bohrstophülsen-Box (ohne Inhalt)	Kunststoff	99,-*
C-027-000100	ICX-Bohrstophülsen-Box (inkl. 15 Titan-Bohrstophülsen)	Kunststoff, sterilisierbar	349,-*



Fachgerechte Entnahme einer ICX-Bohrstophülse aus der Box


Schritt 1 von 3



Schritt 2 von 3



Schritt 3 von 3



Direkte Entnahme der Hülse
mittels Bohrer (Seitenansicht)

Übersicht: ICX-Verschlusschrauben und Heilkappen (Gingivaformer)



Hinweis: Für spätere Versorgung der Implantate mit Kleebasen, angussfähigen Aufbauten und CERICX-Abutments, siehe Seite 16

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-003-000001	ICX-Verschlusschraube	GH 0mm	Titan	16,50*	
C-003-000002	ICX-Verschlusschraube, steril (6er-Pack)	GH 0mm	Titan	99,-*	
C-003-000021	ICX-Verschlusschraube, blau , Ø 3,1mm	GH 2mm	Titan	16,50*	
C-004-444720	ICX-Heilkappe bottle size Ø 3,9/4,7mm	GH 2mm L 3,5mm	Titan	29,-*	
C-004-444730	ICX-Heilkappe bottle size Ø 3,9/4,7mm	GH 3mm L 4,5mm	Titan	29,-*	
C-004-444740	ICX-Heilkappe bottle size Ø 3,9/4,7mm	GH 4mm L 5,5mm	Titan	29,-*	
C-004-444750	ICX-Heilkappe bottle size Ø 3,9/4,7mm	GH 5mm L 6,5mm	Titan	29,-*	
C-004-004510	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 1mm	Titan	29,-*	
C-004-004520	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 2mm	Titan	29,-*	
C-004-004530	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 3mm	Titan	29,-*	
C-004-004540	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 4mm	Titan	29,-*	
C-004-004550	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 5mm	Titan	29,-*	
C-004-004560	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 6mm	Titan	29,-*	
C-004-006020	ICX-Heilkappe Ø 6mm	GH 2mm	Titan	29,-*	
C-004-006030	ICX-Heilkappe Ø 6mm	GH 3mm	Titan	29,-*	
C-004-006040	ICX-Heilkappe Ø 6mm	GH 4mm	Titan	29,-*	
C-004-006050	ICX-Heilkappe Ø 6mm	GH 5mm	Titan	29,-*	
C-004-006060	ICX-Heilkappe Ø 6mm	GH 6mm	Titan	29,-*	
C-004-008030	ICX-Heilkappe Ø 8mm	GH 3mm	Titan	29,-*	
C-004-008050	ICX-Heilkappe Ø 8mm	GH 5mm	Titan	29,-*	

Hinweis: Das Eindrehmoment von 5 bis 10Ncm sollte nicht überschritten werden. Bitte alle ICX-Verschluss- und Heilkappen nur per Hand eindrehen. Es besteht die Gefahr, falls sie diese mit 20 oder mehr Ncm eindrehen, dass hierbei Konuskräfte entstehen, die ein späteres Lösen fast unmöglich machen.


Hinweis: L = Länge ab Implantatoberkante
GH = Gingivahöhe

Übersicht: ICX-Heilkappen (Gingivaformer) individualisierbar (Provisorien)

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-004-504720	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 4,7mm	GH 2mm K 6mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-504740	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 4,7mm	GH 4mm K 6mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-514720	ICX-Heilkappe, individualisierbar ohne hex , Ø 4,7mmk	GH 2mm K 6mm	Peek, sterilisierbar	29,-*	
C-004-514740	ICX-Heilkappe, individualisierbar ohne hex , Ø 4,7mm	GH 4mm K 6mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-524706	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 5mm	L 6,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-524708	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 5mm	L 8,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-524710	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 5mm	L 10,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-526006	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 7mm	L 6,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-526008	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 7mm	L 8,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-526010	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 7mm	L 10,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	


Auf Anfrage: diese Artikel **inkl. Laborschraube** C-007-000002-01 bei Herstellung von Provisorien durch den Zahntechniker.



Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-004-034550	Heilkappe 2-tlg. nur für ICX-plus-Implantate mit hex	Ø 5mm L 5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	

Diese Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001-01




Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-003-000100	ICX-Knochenring-Set bestehend aus Aufnahme- und Deckschraube	GH 0mm	Titan	29,-*	

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante

CERICX-Heilkappen & Abdruckpfosten

Zur Bildung eines erweiterten Emergenzprofiles für alle späteren Versorgungen auf Klebebasen

Artikel-Nr.		Dimensionen	Material	*Preis €	
C-004-116002	Heilkappe für CERICX-Aufbauten oder verklebte Abutments auf Klebebasis Standard. Golden eingefärbt. Anschraubmoment = handfest mit Schrauber SW 1,4. abgestimmt auf CERICX-Aufbau gerade 1mm C-036-A/B/C10501 und 2mm C-036-A/B/C10502	Ø 5,8mm GH 2mm	Titan	29,-*	
C-004-116003	Heilkappe für CERICX-Aufbauten oder verklebte Abutments auf Klebebasis Standard. Golden eingefärbt. Anschraubmoment = handfest mit Schrauber SW 1,4. Abgestimmt auf CERICX-Aufbau gerade 3mm C-036-A/B/C10503	Ø 5,8mm GH 3mm	Titan	29,-*	
C-004-116004	Heilkappe für CERICX-Aufbauten oder verklebte Abutments auf Klebebasis Standard. Golden eingefärbt. Anschraubmoment = handfest mit Schrauber SW 1,4. Abgestimmt auf CERICX-Aufbau gerade 4mm C-036-A/B/C10504	Ø 5,8mm GH 4mm	Titan	29,-*	
C-005-020005	CERICX Abdruckpfosten, geschlossen	Ø 7mm L 13mm	Titan	39,-*	
C-005-030012	CERICX Abdruckpfosten, offen, kurz	Ø 5,5mm L 9mm	Titan	39,-*	
C-005-030011	CERICX Abdruckpfosten, offen, lang	Ø 5,5mm L 16mm	Titan	39,-*	

Hinweis: GH = Gingivahöhe
L = Länge ab Implantatoberkante

ICX

Das FAIRE Implantat-System



*„Bereits über 10.000
überzeugte ICX-Anwender
bestätigen die FAIRE
Premium-Qualität von ICX
und unseren sehr guten
ICX-Kunden-Service.“*





Wann wechseln Sie zu ICX?

Übersicht: ICX-Abdruckpfosten

ICX-Abformung, geschlossen




Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-005-020002		ICX-Titan Abdruckpfosten, blau 3-teilig bestehend aus: Abformkörper geschlossen, Verbindungsschraube, Abdruckkappe	L 11,5mm inkl. Kappe	Titan	39,-*
C-005-040010		ICX-Abdruckkappe, blau, 10er-Pack		Kunststoff	59,-*

ICX-Abformung, offen

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-005-030001		ICX-Titan Abdruckpfosten, kurz , 2-teilig, Ø 4,5mm bestehend aus: Abformkörper offen, Verbindungsschraube, Abformhilfe	L 8mm	Titan	39,-*
C-005-030002		ICX-Titan Abdruckpfosten, lang , 2-teilig, Ø 4,5mm bestehend aus: Abformkörper offen, Verbindungsschraube, Abformhilfe	L 15,5mm	Titan	39,-*

Hinweis: L = Länge ab Implantatoberkante

Übersicht: ICX-Modellanaloge

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-006-010001		ICX-Modellanalog Standard	L 15mm	Titan	19,-*
C-006-010008		ICX-Modellanalog für ICX-plus-Ø 3,45 (Tulpen) Implantate	L 11,7mm	Titan	19,-*
C-006-010003		ICX-Modellanalog, kurz, für CAD/CAM (z.B. für Zeiser-Modelle)	L 10mm	Titan	19,-*

Hinweis: L = Länge

Sie haben noch Fragen?

Weitere Auskünfte und Informationen
erhalten Sie unter:

Tel.: +49 (0)2641 9110-0

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

E-Mail: info@medentis.de

www.medentis.de



ICX


Das FAIRE Implantat-System

Übersicht: ICX-Titan-Aufbauten


Für zementierte Versorgung

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-007-010501		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 1 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010502		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard, Ø 5mm	GH 2 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010503		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard, Ø 5mm	GH 3 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010504		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 4 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010505		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 5 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010506		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 6 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-016501		ICX-Titan-Aufbau, kurz, breit Ø 6,5mm	GH 1 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-016502		ICX-Titan-Aufbau, kurz, breit Ø 6,5mm	GH 2 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-016503		ICX-Titan-Aufbau, kurz, breit Ø 6,5mm	GH 3 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-020501		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 1 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020502		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard, Ø 5mm	GH 2 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020503		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard, Ø 5mm	GH 3 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020504		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 4 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020505		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 5 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020506		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 6 mm K 7mm	Titan	39,-*


Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe



Alle Artikel C-007- inkl. Verbindungsschraube







 C-007-000001-01

Alle Artikel auf dieser Seite inkl. Laborschraube


 C-007-000002-01

Übersicht: ICX-Titan-Aufbauten

Für zementierte Versorgung


Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-007-026501		ICX-Titan-Aufbau, lang, breit Ø 6,5mm	GH 1 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-026502		ICX-Titan-Aufbau, lang, breit Ø 6,5mm	GH 2 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-026503		ICX-Titan-Aufbau, lang, breit Ø 6,5mm	GH 3 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-010500		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Ø 3,7mm Nicht für ICX-plus Implantate!	GH 0 mm L 5mm	Titan	39,-*
C-007-020500		ICX-Titan-Aufbau, lang, Ø 3,7mm Nicht für ICX-plus Implantate!	GH 0 mm L 7mm	Titan	39,-*
C-007-030500		ICX-Titan-Aufbau, extralang, Ø 3,7mm Nicht für ICX-plus Implantate!	GH 0 mm L 9mm	Titan	39,-*


Alle Artikel C-007- inkl. Verbindungsschraube

 C-007-000001-01

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-010-020015		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 1,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020025		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 2,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020035		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 3,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020050		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 5,0mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040015		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 1,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040025		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 2,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040035		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 3,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040050		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 5,0mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-010010		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0°	GH 1,0mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-010030		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0°	GH 3,0mm K 7mm	Titan	79,-*






Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante

Alle Artikel C-010- inkl. Verbindungsschraube
 C-011-000001-01

Alle Artikel auf dieser Seite inkl. Laborschraube
 C-007-000002-01

Übersicht: ICX-Massiv-und Universal-Aufbauten




ICX-Massiv-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-021-063200	ICX-Massivaufbau, kurz, Ø 3,1mm , einteilig	GH 0mm L 8mm	Titan	39,-*	 <p>1)</p>
C-021-063300	ICX-Massivaufbau, lang, Ø 3,1mm , einteilig	GH 0mm L 11mm	Titan	39,-*	
C-021-063401	ICX-Massivaufbau, Ø 4,1mm , einteilig	GH 1mm K 5,5mm	Titan	39,-*	 <p>2)</p>
C-021-063402	ICX-Massivaufbau, Ø 4,1mm , einteilig	GH 2mm K 5,5mm	Titan	39,-*	
C-021-063403	ICX-Massivaufbau, Ø 4,1mm , einteilig	GH 3mm K 5,5mm	Titan	39,-*	
C-021-065001	ICX-Massivaufbau, Ø 5mm , einteilig	GH 1mm K 5,5mm	Titan	39,-*	 <p>2)</p>
C-021-065002	ICX-Massivaufbau, Ø 5mm , einteilig	GH 2mm K 5,5mm	Titan	39,-*	
C-021-065003	ICX-Massivaufbau, Ø 5mm , einteilig	GH 3mm K 5,5mm	Titan	39,-*	
950099	ICX-Sechskantinstrument 1,4 (für 1)	L 24mm	Edelstahl	29,-*	
C-021-000002	ICX-Schlüssel Massivaufbau (für 2)	L 25,6mm	Edelstahl	49,-*	


Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante


Hinweis: Anzugsmoment **30Ncm**. Der Massivaufbau sollte nach der Abformung nicht mehr gelöst werden. Zur Präparation in situ.

ICX-Universal-Aufbauten (Teleskop-Technik)

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-009-100001		ICX-Universal-Aufbau, kurz, Ø 5,2mm	L 9,5mm	Titan	39,-*
C-009-100002		ICX-Universal-Aufbau, lang, Ø 5,2mm	L 14,5mm	Titan	39,-*
C-009-020001		ICX-Meso-Aufbau Ø 7mm	L 9mm	Titan	39,-*

Hinweis: L = Länge ab Implantatoberkante

Alle Artikel C-008- inkl. Verbindungsschraube
 C-011-000001-01

Alle Artikel C-008- inkl. Laborschraube
 C-007-000002-01

Übersicht: ICX-Steg-, Gold- und Kunststoffaufbauten





ICX-Steg-System-Aufbauten

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-011-010002		ICX-Steg-System-Gold, Ø 4,5mm, Sekundärteil, ohne hex	L 9mm K 6,3mm 1,34g Gewicht	Gold/HSL-Legierung Ceramicor	109,-*
C-011-030001		ICX-Steg-System-Kunststoff Ø 4,5mm, Kunststoffaufbau, mit hex	L 9mm K 6,3mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-011-030002		ICX-Steg-System-Kunststoff Ø 4,5mm, Kunststoffaufbau, ohne hex	L 9mm K 6,3mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-011-020002		ICX-Steg-System-Titan Ø 4,5mm, Sekundärteil, ohne hex	L 9mm K 6,3mm	Titan	39,-*
C-011-020003		ICX-Steg-System-Titan Ø 4,5mm, Sekundärteil, lang, ohne hex	L 13,5mm K 6,3mm	Titan	39,-*


Alle Artikel C-011- inkl. Verbindungsschraube
 C-011-000001-01


Alle Artikel C-011- inkl. Laborschraube
 C-007-000002-01

ICX-Gold- und Kunststoffaufbauten

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-008-010001		ICX-Gold Aufbau (angussfähig) Ø 5mm mit hex	GH 1mm	Gold/HSL-Legierung Ceramicor	109,-*
C-008-010002		ICX-Gold Aufbau (angussfähig) Ø 5mm ohne hex	GH 1mm	Gold/HSL-Legierung Ceramicor	109,-*
C-008-030001		ICX-Kunststoff Aufbau Ø 5mm mit hex	GH 1mm K 7mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-008-030002		ICX-Kunststoff Aufbau Ø 5mm ohne hex	GH 1mm K 7mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante

Alle Artikel C-008- inkl. Verbindungsschraube
 C-011-000001-01

Alle Artikel C-008- inkl. Laborschraube
 C-007-000002-01




ICX-Shop: www.medentis.de

Übersicht:

ICX-plus-Aufbauten/ZirkonZahn/CAD/CAM & Scan-Körper

ICX-plus-Implantat Aufbauten


Der ICX-plus-Aufbau 0mm ist ausschließlich zu ICX-plus-Implantaten kompatibel.

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-024-010501		ICX-plus -Implantat Aufbau K 5mm, kurz, Ø 5mm	GH 0,25mm K 5mm	Titan	39,-*
C-024-020501		ICX-plus -Implantat Aufbau K 7,5mm, lang, Ø 5mm	GH 0,25mm K 7,5mm	Titan	39,-*
C-024-120501		ICX-plus -Implantat Aufbau K 7mm, lang, Ø 5mm	GH 0mm (äußerer Tulpen Ø) K 7mm	Titan	39,-*


Hinweis: K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze

Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube

Alle Artikel inkl. Laborschraube





ICX Klebeabutment für ZirkonZahn-System

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-029-000021		ICX Klebeabutment für ZirkonZahn-System Ø 5,1mm mit hex	GH 1mm K 4mm	Titan	39,-*








Hinweis: K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze

Artikel inkl. Verbindungsschraube Massiv

Artikel inkl. Laborschraube





ICX-CAD/CAM-Klebe- und Scan-Aufbauten

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-029-000004		ICX-Klebebasis, Ø 4,4mm, mit hex, Nicht für ICX-plus Implantat!	GH 0mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000002		ICX-Klebebasis, Standard Ø 4,4mm mit hex	GH 0,5mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000007		ICX-Klebebasis, Ø 4,4mm mit hex	GH 2,5mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000022		ICX- CrCo Klebeabutment Standard (angussfähig mit NEM), mit hex	GH 0,5mm K 4mm	CoCr Biodur CCM/BC	79,-*
C-029-001001		ICX-Steg-Klebebasis, Ø 4,4mm ohne hex (für Stege- und Brücken)	GH 0,5mm K 3,8mm	Titan	39,-*
C-029-000005		ICX-plus -Implantat Klebeabutment Ø 4,4mm mit hex	GH 0mm K 4mm	Titan	39,-*
C-030-000001		ICX-Scan-Körper	L 12mm	PEEK	39,-*


Übersicht: ICX-Cerec®-Klebebasis

ICX-Cerec®-Klebebasis

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-029-000050		ICX-Cerec®-Klebebasis mit hex für Cerec® L-Block, Ø 4,5mm, inkl. Scankappe weiß (Bluecam), verwendbar mit Cerec®-Datensatz NB A 4.5 (Bibliothek auf ICX-denta5)	GH 1mm K 4,65mm	Titan	39,-*
C-030-000052		ICX-Cerec®-Scanpost L (optional für C-029-000050) mit hex Ø 4,5mm, inkl. Scankappe weiß (Bluecam), verwendbar mit Cerec®-Datensatz NB A 4.5 (Scanpost)	GH 2,5mm K 4,65mm	Titan	39,-*
C-029-000051		ICX-Cerec®-Klebebasis mit hex für Cerec® L-Block, Ø 4,5mm, inkl. Scankappe weiß (Bluecam), verwendbar mit Cerec®-Datensatz NB A 4.5 (Bibliothek auf ICX-denta5)	GH 2,5mm K 4,65mm	Titan	39,-*
C-030-000053		ICX-Cerec®-Scanpost L (optional für C-029-000051) mit hex Ø 4,5mm, inkl. Scankappe weiß (Bluecam), verwendbar mit Cerec®-Datensatz NB A 4.5 (Scanpost)	GH 4mm K 4,65mm	Titan	39,-*
C-030-000051		Scankappe, grau (Omnicam)	–	PEEK	Auf Anfrage

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante

Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube

 C-011-000001-01

Alle Artikel inkl. Laborschraube

 C-007-000002-01

PRODUKTBESCHREIBUNG ICX-CEREC®-KLEBEABUTMENT

Jeweils eine Titanbasis von medentis medical wird zusammen mit einer Abutmentschraube und einem Scankörper unsteril geliefert. Alle Teile sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Auf die Titanbasen können individuell gefertigte Mesostrukturen oder Provisorien geklebt werden. Die verklebten Teile werden im Mund mit der Abutmentschraube auf dem passenden Implantat verschraubt. Der Scankörper dient ausschließlich zur Erfassung der Implantatlage für die Konstruktion in der Software inLab 3D.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Sirona Dental CAD/CAM-System ist für die Herstellung von optischen Abdrücken zur Erfassung der topografischen Merkmale von Zähnen, dentalen Abdrücken oder Gipsmodellen mithilfe computerunterstützter Konstruktion und Fertigung bei Patienten indiziert, die Dentalrestaurationen und -prothesen benötigen. Das System kann auch bei der Bearbeitung von Mesostrukturen eingesetzt werden (restaurative Dentalprothesen, die in Verbindung mit enossalen Implantat-Abutments verwendet werden).


Das System, das auch bei der Bearbeitung von Mesostrukturen eingesetzt werden kann, umfasst:

- Titanbasen
- Meso-Blöcke
- Sirona Dental CAD/CAM Konstruktions- und Fertigungsgeräte

Die Titanbasen werden an einem Implantat als prothetische Titanbasis zum Aufkleben auf Mesostrukturen fixiert, um die Funktion und Ästhetik im Mundraum wiederherzustellen.

Übersicht: CERICX-Zirkon-Abutments

0° GRAD UND 15° GRAD – MIT OPTIMISierter PRÄPGRENZE FÜR INTRAORALE SCANSYSTEME
UND CEREC®-SCANS – IN DREI ZAHNFARBEN UND 5 GINGIVA-HÖHEN:



VORTEILE FÜR IHRE PRAXIS DURCH UNSERE CERICX-STANDARD-ZIRKON-ABUTMENTS:

- Keine Abdrucknahme mehr • Kosten für Abdrucknahme entfallen • Kosten für Modellanaloge entfallen
- Keine Fehler mehr beim Übertrag von Mund zum Modell • reduzierte Laborkosten
- Gewinn von neuen Patienten durch „Abdruckfreie Implantatversorgung“ möglich












B Zahnfarbe „standard“


entspricht: ca. A3, B2

Artikel-Nr.	B - „standard“	Artikel-Cericx-Molare	Dimensionen	Material	Preis €
C-034-B 00525		CERICX-Aufbau-Molar GH 2,5mm Ø 6,5mm / Ø 6,5mm	GH 2,5mm Stumpf und Emergenzprofil sind nach molarer Zahnform gestaltet.	Zirkon/ Titan	99,-*
C-034-B 00535		CERICX-Aufbau-Molar GH 3,5mm Ø 6,5mm / Ø 6,5mm	GH 3,5mm Stumpf und Emergenzprofil sind nach molarer Zahnform gestaltet.	Zirkon/ Titan	99,-*


Farbdarstellung und Größe der Abbildungen ist nicht verbindlich!

Artikel-Nr.	„hell“	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-036-A10501		CERICX-Aufbau gerade 1mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A10502		CERICX-Aufbau gerade 2mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A10503		CERICX-Aufbau gerade 3mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A10504		CERICX-Aufbau gerade 4mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A10505		CERICX-Aufbau gerade 5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A20005		CERICX-15° Ästhetik 0,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A20015		CERICX-15° Ästhetik 1,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A20025		CERICX-15° Ästhetik 2,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A20035		CERICX-15° Ästhetik 3,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-A20045		CERICX-15° Ästhetik 4,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante




Artikel inkl. Verbindungsschraube Massiv

 C-011-000001-01


Farbdarstellung und Größe der Abbildungen ist nicht verbindlich!

Artikel-Nr.	„standard“	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-036-B10501		CERICX-Aufbau gerade 1mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B10502		CERICX-Aufbau gerade 2mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B10503		CERICX-Aufbau gerade 3mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B10504		CERICX-Aufbau gerade 4mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B10505		CERICX-Aufbau gerade 5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B20005		CERICX-15° Ästhetik 0,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B20015		CERICX-15° Ästhetik 1,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B20025		CERICX-15° Ästhetik 2,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B20035		CERICX-15° Ästhetik 3,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-B20045		CERICX-15° Ästhetik 4,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante




Artikel inkl. Verbindungsschraube Massiv

 C-011-000001-01

Farbdarstellung und Größe der Abbildungen ist nicht verbindlich!

Artikel-Nr.	„dunkel“	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-036-C10501		CERICX-Aufbau gerade 1mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C10502		CERICX-Aufbau gerade 2mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C10503		CERICX-Aufbau gerade 3mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C10504		CERICX-Aufbau gerade 4mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C10505		CERICX-Aufbau gerade 5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,1mm K 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C20005		CERICX-15° Ästhetik 0,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C20015		CERICX-15° Ästhetik 1,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C20025		CERICX-15° Ästhetik 2,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C20035		CERICX-15° Ästhetik 3,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*
C-036-C20045		CERICX-15° Ästhetik 4,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,2mm K 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante



Artikel inkl. Verbindungsschraube Massiv

C-011-000001-01

Übersicht:


ICX-multi®-Konzept = 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

Nur für Steg, Brücken und verblockte Kronen Versorgung – nicht für Einzelzahn- und Teleskop-Versorgungen geeignet!

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm / Schraubendreher SW 1,2mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-020-751705		17° ICX-multi Aufbau, GH 0,5mm rotationsgesichert	GH 0,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-751715		17° ICX-multi Aufbau, GH 1,5mm rotationsgesichert	GH 1,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-751735		17° ICX-multi Aufbau, GH 3,5mm rotationsgesichert	GH 3,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753505		35° ICX-multi Aufbau, GH 0,5mm rotationsgesichert	GH 0,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753515		35° ICX-multi Aufbau, GH 1,5mm rotationsgesichert	GH 1,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753535		35° ICX-multi Aufbau, GH 3,5mm rotationsgesichert	GH 3,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-851705		17° ICX-multi Aufbau, GH 0,5mm nicht rotationsgesichert	GH 0,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-851715		17° ICX-multi Aufbau, GH 1,5mm nicht rotationsgesichert	GH 1,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-851735		17° ICX-multi Aufbau, GH 3,5mm nicht rotationsgesichert	GH 3,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-853505		35° ICX-multi Aufbau, GH 0,5mm nicht rotationsgesichert	GH 0,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-853515		35° ICX-multi Aufbau, GH 1,5mm nicht rotationsgesichert	GH 1,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-853535		35° ICX-multi Aufbau, GH 3,5mm nicht rotationsgesichert	GH 3,5mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-750010		ICX-multi Aufbau, gerade, einteilig GH 1mm	GH 1mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750020		ICX-multi Aufbau, gerade, einteilig GH 2mm	GH 2mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750030		ICX-multi Aufbau, gerade, einteilig GH 3mm	GH 3mm K 2,2mm	Titan	39,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe




inkl. Basisschraube
(Verbindungsschraube zum Implantat)

Übersicht: ICX-multi®-Konzept = 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-003-000005		ICX-multi Schutzkappe	Ø 4,8 L 4,6mm	Titan	19,-*
C-005-070001		ICX-multi Abdruckpfosten, geschlossen, inkl. Abdruckkappe	L 11mm	Titan	29,-*
C-005-070002		ICX-multi Abdruckpfosten, offen, inkl. Abformhilfe	L 13mm	Titan	29,-*
C-006-010007		ICX-multi Modellanalogue kurz, CAD/CAM	L 11mm K 2,2mm	Titan	19,-*
C-020-951120		ICX-multi Prothetikaufbau, Titan	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Titan	39,-*
C-020-952120		ICX-multi Prothetikaufbau, Kunststoff	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Kunststoff ausbrennbar	19,-*
C-020-953120		ICX-multi Prothetikaufbau PEEK (Provisorium/Bissregistrierung)	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Peek	19,-*
C-029-002010		ICX-multi Klebebasis (für Stege und Kunststoff-Verblendbrücken)	Ø 4,8 L 5,5mm	Titan	39,-*
C-029-002011		ICX-multi Klebebasis GH 0mm, (für Keramik-Verblendbrücken)	Ø 5,4mm, L 5,5mm	Titan	39,-*
C-030-000010		ICX-multi Scankappe	L 12,5mm B 4,5mm T 6,5mm	Peek	39,-*
C-031-100001		ICX-Maximus-Kappe, GH 3mm, (zzgl. GH ICX-multi Aufbau)	Ø 4,8 L 4,4mm	Titan	39,-*
C-015-100030		ICX-multi Sechskantinstrument SW 1,2mm mittel	SW 1,2mm	Edelstahl	49,-*
C-020-000001		ICX-multi Eindrehinstrument SW 3,2mm für gerade multi-Aufbauten	SW 3,2mm	Edelstahl	49,-*






 inkl. Prothetikschaube (Okklusalschraube) (Verbindungsschraube zum ICX-multi-Aufbau)

Einsatzbereich und Indikation

Das ICX-multi® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.

Übersicht: ICX-multi®-Konzept = 4-on-ICX und 6-on-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Dimensionen	Material	*Preis €	
C-020-956120	ICX-multi Prothetikaufbau CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig	Ø 4,8mm L 7mm	CoCr Biodur CCM/BC	49,-*	
C-020-750000	ICX-multi Aufbau, gerade, GH 0mm NICHT für die ICX-plus- Implantate zu verwenden!	Ø 4,8mm GH 0mm K 2,2mm	Titan	39,-*	
C-020-750001	ICX-multi Aufbau, gerade, GH 0mm für ICX-plus Implantat	Ø 4,8mm GH 0mm K 2,2mm	Titan	39,-*	
C-020-955120	ICX-multi-Schweißaufbau zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 4,8mm L 12mm	Titan	39,-*	
C-020-955121	ICX-multi-Schweißaufbau zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 5,1mm L 10,5mm	Titan	39,-*	



inkl. Okklusalschraube
(Verbindungsschraube zum multi-Abutment)

Einsatzbereich und Indikation

Das ICX-multi® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.



ICX-Shop: www.medentis.de

ICX

Das FAIRE Implantat-System

Welcome to the ICX-Family!








ICX-PREMIUM	(Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm)
ICX-SlimBoy	(schmale Implantate Ø 3,2 · Ø 3,4mm)
ICX-ACTIVE-MASTER	(für ästhetisch, anspruchsvolle Sofortimplantationen Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm)
ICX-mini	(Implantate mit Ø 2,9mm)
ICX-plus	(Implantate mit Ø 3,45mm, mit Tulpe)
ICX-ACTIVE-WHITE	(Keramik-Implantate)
ICX-MAGELLAN	(digitale, schablonengeführte Software)

Future is now.






Übersicht: ICX-t-bona Kugelkopf-System

Patrizen

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-022-060001		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 1mm	Titan	59,-*
C-022-060002		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 2mm	Titan	59,-*
C-022-060003		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 3mm	Titan	59,-*
C-022-060004		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 4mm	Titan	59,-*
C-015-100007		ICX-t-bona Kugelkopf Einbringinstrument	L 19mm	Edelstahl	49,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe

Übersicht/Prothetik: mini-Implantat ICX-mini Ø2,9mm



Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-003-000004		ICX-mini Verschlusskappe, (s.u. Hinweis 1!)	-	Titan	16,50*
C-022-090001		t-bona Kugelkopf <i>mini</i> , Kugel-Ø 2,25mm, inkl. Modellanalogue	GH 1mm	Titan	59,-*
C-022-090002		t-bona Kugelkopf <i>mini</i> , Kugel-Ø 2,25mm, inkl. Modellanalogue	GH 2mm	Titan	59,-*
C-022-090003		t-bona Kugelkopf <i>mini</i> , Kugel-Ø 2,25mm, inkl. Modellanalogue	GH 3mm	Titan	59,-*
C-026-010501		ICX-mini Massivaufbau (Die Massiv-Aufbaukappe wird im Mund des Patienten zementiert. Dieser spätere Massiv-Aufbau kann danach beschliffen werden und kon- ventionell für Einzelzahnversorgungen abgeformt werden.)	Ø 5mm K 7mm	Titan	39,-*

Hinweis 1: Das Eindrehmoment von 5 bis 10Ncm sollte nicht überschritten werden. Bitte alle ICX-mini Verschlusschrauben nur per Hand eindrehen. Es besteht die Gefahr, falls sie diese mit 20 oder mehr Ncm eindrehen, dass hierbei Konuskräfte entstehen die ein späteres Lösen fast unmöglich machen.


Hinweis: GH = Gingivahöhe

Übersicht: ICX-t-bona Kugelkopf-System

t-ecco/Matrize

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
T-13825		t-ecco, Matrize, komplett, inkl. goldener Innenmatrize, rotem Kunststoffhilfsring und Modellanalog	Titan plus AuPt	49,-*
T-13833		t-ecco, goldene Innenmatrize	AuPt	35,-*
T-10571	 Aktivierung Deaktivierung	t-ecco-Aktivator/Deaktivator	Titan	49,-*
960002		Instrument Sechskant, SW 0,9 kurz, L 20mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		Instrument Sechskant, SW 0,9 lang, einteilig L 35mm	Edelstahl	49,-*

Dalbo®-PLUS/Matrize

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
DP-055890		Dalbo PLUS Female TE elliptisch Komplett inkl. Dalbo-PLUS-Lamelleneinsatz ohne Rillen Markierung mit Modellanalog	Titan plus Elitor	79,-*
DP-055643		Dalbo PLUS Lamelleneinsatz (ohne Rillen Markierung)	Elitor	49,-*
DP-050068		Dalbo PLUS Tuning-Soft-Lamelleneinsatz (1 Rillen Markierung) bei Kugelkopfverschleiß um bis zu 0,05mm	Elitor	49,-*
DP-055687		Dalbo PLUS Tuning-Lamelleneinsatz (2 Rillen Markierungen) bei Kugelkopfverschleiß von 0,05mm bis zu 0,08mm	Elitor	49,-*
DP-072609		Dalbo PLUS Werkzeug/Aktivator (pro 1/4 Umdrehung erhöht sich die Abzugskraft um 250g)	Titan	39,-*

Hinweis:


Bitte verwenden Sie unbedingt das Dalbo-PLUS Werkzeug (DP-072609) um die Retention individuell situationsgerecht einzustellen.

Übersicht: ICX-Maximus-Aufbauten, zwei-, und einteilig

Patrizen

Bitte beachten:

Bei einer exakten Gingivahöhe von z.B. 1mm verbleibt zusätzlich zwischen okklusaler Gingiva und unterem Rand der Matrizenversorgung eine für die Hybridversorgung wichtige Distanz von 0,5mm.



ICX-Maximus-Aufbauten, zweiteilig

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-031-010001		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 1mm	Titan	99,-*
C-031-010002		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 2mm	Titan	99,-*
C-031-010003		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 3mm	Titan	99,-*
C-031-010004		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 4mm	Titan	99,-*
C-031-010005		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 5mm	Titan	99,-*

Kompatibel zu den LOCATOR™-Aufbauten. Der zweiteilige ICX-Maximus-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung der LOCATOR™-Aufbauten von medentis medical.

Artikel inkl. Verbindungsschraube

C-031-000001-01


ICX-Maximus-Aufbauten, einteilig

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-031-020001		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 1mm	Titan	99,-*
C-031-020002		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 2mm	Titan	99,-*
C-031-020003		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 3mm	Titan	99,-*
C-031-020004		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 4mm	Titan	99,-*

Kompatibel zu den LOCATOR™-Aufbauten. Der einteilige ICX-Maximus-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung der LOCATOR™-Aufbauten von medentis medical.


Hinweis: GH = Gingivahöhe

Übersicht:**ICX-Maximus-Aufbauten, zwei-, & einteilig für ICX****ICX-Maximus-Aufbau für Ø ICX-mini 2,9mm****

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-031-030001		ICX-Maximus für ICX-mini, bestehend aus Hülse GH 3mm und Basis-Schraube	Titan	99,-*

**Der zweiteilige ICX-Maximus-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical und kompatibel mit LOCATOR™-Matrizen.

ICX-Maximus-Aufbau für ICX-multi Aufbau

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-031-100001		ICX-Maximus-Aufbau für ICX-multi GH 3mm (zuzüglich zur GH der multi-Aufbauten) Ø 4,8mm H = 4,4mm	Titan	39,-*

Maximus-Lösung für ICX-multi

Sie haben noch Fragen?

Weitere Auskünfte und Informationen
erhalten Sie unter:

Tel.: +49 (0)2641 9110-0

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

E-Mail: info@medentis.de

www.medentis.de














ICX-Shop: www.medentis.de

ICX
Das FAIRE Implantat-System

Übersicht: ICX-Maximus-Zubehör

Matrizen

ICX-Maximus-Zubehör:

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-031-852400		Retentionseinsatz transparent Abzugskraft ca. 2,3 kg , stark Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852700		Retentionseinsatz pink Abzugskraft ca. 1,6 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852900		Retentionseinsatz blau Abzugskraft ca. 0,7 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-854700		Retentionseinsatz grün Abzugskraft ca. 1,8 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-854800		Retentionseinsatz rot Abzugskraft ca. 0,4 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-851500		Laboreinsatz schwarz, keine Retention (Labor)	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-851902		Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen)	Titan/ Kunststoff (2er Pack)	43,50*
C-031-851910		Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen)	Titan/ Kunststoff (10er Pack)	199,-*
C-015-100032		Core Tool (Allzweckinstrument)	Edelstahl	66,-*
C-031-850501		Abdruckkappe	Titan (4er Pack)	59,-*
C-031-853000		Modellanalogue $\varnothing 4$ mm	Titan (4er Pack)	59,-*
C-015-100018		Einsatz für Drehmomentschlüssel 25mm (kurz)	Edelstahl	29,-*
C-015-100031		Einsatz für Drehmomentschlüssel 30mm (lang)	Edelstahl	29,-*

Kompatibel zu den LOCATOR™-Aufbauten. Die ICX-Maximus-Serie ist eine eigene Weiterentwicklung der LOCATOR™-Aufbauten von medentis medical.

Produkte gekennzeichnet mit © und ™ sind eingetragene Warenzeichen des entsprechenden Herstellers.

ICX

Das FAIRE Implantat-System

ICX-Maximus-Aufbauten** für ICX-mini Ø 2,9mm

**Kompatibel mit LOCATOR™



**Der zweiteilige ICX-Maximus-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical und kompatibel mit LOCATOR™-Matritzen.

Anwendung:

Kugelhkopf herausdrehen –

Maximus-Aufbau aufbringen und eindrehen

= fertig.













- **sofort belastbar**
- **ideales Preis/Leistungsverhältnis!**
- **bei Verschleiß und Abnutzung einfach auswechselbar**

Übersicht: ICX-Überweiserbox

Artikel-Nr.	Artikel	Material	Preis €
C-018-000101	ICX-Überweiser-Box-LEER (ohne Inhalt)	Kunststoff	229,-*
C-018-000102	ICX-Überweiser-Box (inkl. Inhalt)	Kunststoff, sterilisierbar	349,-*



Übersicht: ICX-Überweiserbox-Instrumente








Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
960001		ICX-Drehmoment-Ratsche, einstellbar von 10-45 Ncm	Edelstahl	159,-*
950098		ICX-Sechskantinstrument SW 1,4mm , lang, L 28mm für alle Schrauben der Aufbauten, sowie Heil- Verschußkappen	Edelstahl	29,-*
C-015-100025		ICX-Sechskantinstrument, einteilig SW 1,4mm , mittel, L 24mm für alle Schrauben der Aufbauten	Edelstahl	49,-*
960002		ICX-Sechskantinstrument SW 0,9mm , L 20mm für t-ecco Innenmatritze und ICX-mini-Verschußkappe	Edelstahl	29,-*
C-015-100030		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , mittel, L 27mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100007		ICX-t-bona Einbringinstrument, L 19mm, Montage aller t-Bona-Kugelkopf-Abutments	Edelstahl	49,-*
C-020-000001		ICX-multi Eindrehinstrument SW 3,2mm für gerade multi-Aufbauten	Edelstahl	49,-*
960007		ICX-Universal Handstück-Adapter zur Kombination aller Instrumente mit Winkelstück-Aufnahme (ISO-Schaft), für die Drehmoment-Ratsche	Edelstahl	49,-*
960004		ICX-Universal Bohrererlängerung, optimiert für alle Bohrer, L 28mm Verwendung bis max. 35Ncm	Edelstahl	49,-*
C-015-100005		ICX-Abzieher, L 33mm, zum Abziehen festsitzender ICX-Aufbauten	Edelstahl	49,-*

ICX-Shop: www.medentis.de








Übersicht: ICX-Zubehör

ICX und ICX-ACTIVE-MASTER Einbringinstrumente











Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-015-100006		ICX-Einbringinstrument- mini , (ISO-Schaft) L 21mm Für alle ICX- mini -Implantate Ø 2,9mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100001		ICX-Einbringinstrument (ISO-Schaft) L 23mm, kurz Für alle ICX-Implantate: Ø 3,45/3,75/4,1/4,8	Edelstahl	29,-*
C-015-100002		ICX-Einbringinstrument (ISO-Schaft) L 29mm, mittel Für alle ICX-Implantate: Ø 3,45/3,75/4,1/4,8	Edelstahl	29,-*
C-015-100004		ICX-Einbringinstrument (ISO-Schaft) L 40mm, lang Für alle ICX-Implantate: Ø 3,45/3,75/4,1/4,8	Edelstahl	29,-*
C-015-100021		ICX-Einbringinstrument, L 30mm, einteilig, mittel Für alle ICX-Implantate: Ø 3,45/3,75/4,1/4,8	Edelstahl	49,-*
C-015-100040		ICX-Einbringinstrument, (ISO-Schaft) arretierbar, L 30mm Das innovative Klick-System ermöglicht eine einfache und sichere Entnahme der ICX-Implantate.	Edelstahl	59,-*
C-015-100035		ICX-Einbringinstrument, arretierbar, L 31mm Das innovative Klick-System ermöglicht eine einfache und sichere Entnahme der ICX-Implantate.	Edelstahl	79,-*

ICX-sonstiges Zubehör

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-015-100009		Konterwerkzeug für ICX- <i>mini</i> -Implantat SW 2,8mm	Edelstahl	29,-*
C-014-230315		ICX-Parallelpin Ø 2,3/Ø 3,15 zur Überprüfung der Bohrungen	Titan	29,-*
C-014-350410		ICX-Parallelpin Ø 3,5/Ø 4,1 zur Überprüfung der Bohrungen	Titan	29,-*
C-014-006002		ICX-Boneprofiler, (ISO-Schaft) zum Freilegen von zugewachsenen Implantaten	Edelstahl	9,90*
C-015-100020		ICX-Surgical Driver, für Instrumente mit ISO-Schaft	Edelstahl	99,-*

Übersicht: ICX-Zubehör

ICX-Sechskantinstrumente (Schraubendreher)

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
950099		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,4mm mittel, L 24mm für alle Schrauben der Aufbauten, sowie Heil- Verschlusskappen	Edelstahl	29,-*
950098		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,4mm lang, L 28mm für alle Schrauben der Aufbauten, sowie Heil- Verschlusskappen	Edelstahl	29,-*
950097		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,4 mm extra lang, L 45mm für alle Schrauben der Aufbauten sowie Heil- Verschlusskappen	Edelstahl	29,-*
C-015-100023		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,4mm , kurz, L 21mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100025		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,4mm , mittel, L 27mm für alle Schrauben der Aufbauten	Edelstahl	49,-*
C-015-100024		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,4mm , lang, L 31mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100033		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,2mm , L 25mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100030		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , mittel, L 27mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100036		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , L 32mm	Edelstahl	49,-*
960002		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 0,9mm , L 20mm für t-ecco Innenmatritze und ICX-mini-Verschlusskappe	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 0,9mm , L 38,5mm für t-ecco Innenmatritze und ICX-mini-Verschlusskappe	Edelstahl	49,-*

ICX
Das FAIRE Implantat-System

Übersicht: ICX-Verbindungsschrauben

ICX-Verbindungsschrauben

Artikel-Nr.		Artikel	Material
C-011-000001-01		<p>ICX-Verbindungsschraube Massiv (rot)</p> <p>Zur Verwendung geeignet: in allen ICX-Aufbauten</p> <p>außer C-007, C-024 und ICX-multi-Aufbauten.</p>	Titan

Zur besseren Identifizierung liefern wir diese Schraube zukünftig ROT anodisiert aus.


Artikel-Nr.		Artikel	Material
C-007-000001-01		<p>ICX-Verbindungsschraube silber</p> <p>Zur Verwendung geeignet: in den ICX-Aufbauten C-007, C-024 sowie dem geschlossenen ICX-Abformpfosten.</p>	Titan

Artikel-Nr.		Artikel	Material
C-007-000002-01		<p>ICX-Verbindungsschraube Labor blau</p> <p>Zur Verwendung geeignet: bei jedem ICX-Aufbau als Technikerschraube.</p> <p>außer für das ICX-multi und ICX-Maximus-System</p> <p>NICHT ZUR FINALEN VERSORGUNG GEEIGNET!</p>	Titan


ICX-Shop: www.medentis.de

Übersicht: ICX-Verbindungsschrauben

ICX-Verbindungsschrauben

Artikel-Nr.		Artikel	Material
C-020-000010-01		ICX-multi-Basisschraube (Verbindungsschraube vom angulierten ICX-multi Abutment zum Implantat)	Titan




Artikel-Nr.		Artikel	Material
C-020-000011-01		ICX-multi-Prothetikschrabe zur okklusalen Verschraubung	Titan

Artikel-Nr.		Artikel	Material
C-031-000001-01		ICX-Maximus-Verbindungsschrabe	Titan



Übersicht: ICX-Rohlinge

ICX-Rohlinge

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
D5-023-000021		ICX- Standard-Rohling, mit hex Ø 12mm mit Aufnahmezylinder	Titan	39,-*
D5-023-000023		ICX-plus -Rohling mit hex Ø 12mm mit Aufnahmezylinder	Titan	39,-*
D5-023-000024		ICX- Rohling, 0mm mit hex Ø 12mm mit Aufnahmezylinder	Titan	39,-*



Zu obigen ICX-Rohlingen gibt es z.B. den passenden 4-fach-Halter MB-Maschinenbau.

Die drei oben genannten Rohlinge sind hierfür geeignet:

ICX-Standard (D5-023-000021)

ICX-plus (D5-023-000023)

ICX 0mm (D5-023-000024)

Die bewährte exzellente Passung der bereits vorgefertigten Anschluss-Geometrien bieten unseren Kunden ein Höchstmass an Sicherheit, da unser Fräsprozess nur noch den individuellen, anatomischen Anteil des Abutments anfertigt.

Die virtuellen Daten für ihre CAM-Software sind kostenfrei unter www.medentis.de im Service Bereich verfügbar.

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
D5-023-000026		ICX- Standard-Rohling, Medentika mit hex Ø 16mm mit Aufnahmezylinder	Titan	39,-*

ICX

Das FAIRE Implantat-System



ICX-Shop: www.medentis.de

Übersicht: ICX-Plexiglas-Schaumodelle

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0001		Plexiglas Modell ohne ICX Modellanaloge	90,-

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0002		Plexiglas Modell mit ICX Modellanalogen	130,-

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM00010		Plexiglas Modell mit Restauration	650,-

ICX-Shop: www.medentis.de

Übersicht: ICX-Plexiglas-Schaumodelle

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0004		Plexiglas Modell ohne ICX Modellanaloge	150,-


Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0005		Plexiglas Modell mit ICX Modellanalogen	180,-

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0006		Plexiglas Modell mit Restauration	450,-

ICX
Das FAIRE Implantat-System

Übersicht: ICX-Plexiglas-Schaumodelle

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0007		Plexiglas Modell ohne ICX Modellanaloge	140,-

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0008		Plexiglas Modell mit ICX Modellanalogen	180,-

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0009		Plexiglas Modell mit Restauration	550,-

ICX-Shop: www.medentis.de

Übersicht: ICX-Plexiglas-Schaumodelle

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0001		Plexiglas Modell ohne ICX Modellanaloge	90,-


Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0002		Plexiglas Modell mit ICX Modellanalogen	130,-


Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-PM0003		Plexiglas Modell mit Restauration	680,-

ICX
Das FAIRE Implantat-System

Übersicht: ICX-Plexiglas-Schaummodelle

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €* 145,-
BS-PM0011		Plexiglas Modell ohne ICX Modellanaloge	

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €* 195,-
BS-PM0012		Plexiglas Modell mit ICX Modellanalogen	

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €* 400,-
BS-PM0013		Plexiglas Modell mit Restauration	

Sie haben noch Fragen?

Weitere Auskünfte und Informationen
erhalten Sie unter:


Tel.: +49 (0)2641 9110-0


Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr


E-Mail: info@medentis.de

www.medentis.de


Übersicht: ICX-Plexiglas-Schaummodelle


Artikel-Nr.		Artikel	Preis €* 250,-
BS-DM001		3D gedrucktes Modell nach DVT	

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €* 350,-
-----		indiv. 3D gedrucktes Modell nach DVT	

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €* 299,-
BS-DM003		3D gedrucktes Modell, ICX-MAGELLAN-Bohrschablone, Scan-Schablone, ICX-SmileBridge, ICX-multi Aufbauten, ICX-Prothetik Aufbauten Modellanaloge	

Übersicht: ICX-Plexiglas-Schaummodelle

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-DM004		3D gedrucktes Modell , ICX-MAGELLAN-Bohrschablone,	65,-

Artikel-Nr.		Artikel	Preis €*
BS-DM005		3D gedrucktes Modell , ICX-MAGELLAN-Bohrschablone, Retraction Guide	100,-

Hinweis:

*Alle Preise in dieser Broschüre in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.11.17)

Alle ICX-Implantate zu € 59,- nur im **6er-Pack** lieferbar!

X	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	*Preis (Euro)
		ICX-IMPLANTATE – 6er-Pack		
	C-001-290080	ICX-mini Ø 2,9 x 8mm		354,-
	C-001-290100	ICX-mini Ø 2,9 x 10mm		354,-
	C-001-290125	ICX-mini Ø 2,9 x 12,5mm		354,-
	C-001-345065	ICX-plus Ø 3,45 x 6,5mm		354,-
	C-001-345080	ICX-plus Ø 3,45 x 8mm		354,-
	C-001-345100	ICX-plus Ø 3,45 x 10mm		354,-
	C-001-345125	ICX-plus Ø 3,45 x 12,5mm		354,-
	C-001-390080	ICX-PREMIUM Ø 3,75 X 8mm		354,-
	C-001-390100	ICX-PREMIUM Ø 3,75 x 10mm		354,-
	C-001-390125	ICX-PREMIUM Ø 3,75 x 12,5mm		354,-
	C-001-390150	ICX-PREMIUM Ø 3,75 x 15mm		354,-
	C-001-425080	ICX-PREMIUM Ø 4,1 x 8mm		354,-
	C-001-425100	ICX-PREMIUM Ø 4,1 x 10mm		354,-
	C-001-425125	ICX-PREMIUM Ø 4,1 x 12,5mm		354,-
	C-001-425150	ICX-PREMIUM Ø 4,1 x 15mm		354,-
	C-001-480080	ICX-PREMIUM Ø 4,8 x 8mm		354,-
	C-001-480100	ICX-PREMIUM Ø 4,8 x 10mm		354,-
	C-001-480125	ICX-PREMIUM Ø 4,8 x 12,5mm		354,-
	C-001-480150	ICX-PREMIUM Ø 4,8 x 15mm		354,-
		ICX-ACTIVE-MASTER IMPLANTATE – 6er-Pack		
	ACM-001-390080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 8mm		354,-
	ACM-001-390100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 10mm		354,-
	ACM-001-390125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 12,5mm		354,-
	ACM-001-390150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 15mm		354,-
	ACM-001-425080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 8mm		354,-
	ACM-001-425100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 10mm		354,-
	ACM-001-425125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 12,5mm		354,-
	ACM-001-425150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 15mm		354,-
	ACM-001-480080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 8mm		354,-
	ACM-001-480100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 10mm		354,-
	ACM-001-480125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 12,5mm		354,-
	ACM-001-480150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 15mm		354,-
	C-003-000001	ICX-Verschlusskappe, Titan		16,50

Kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages (Mo.-Fr.) geliefert; und das ohne Versandkosten, innerhalb Deutschlands.

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf, (Stand 01.01.17). Ich akzeptiere die AGB's der medentis medical GmbH.

Praxis Stempel

ICX

Das FAIRE Implantat-System

ICX-SYSTEM ÜBERSICHT 8.0



ICX-PREMIUM	(Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm)
ICX-SlimBoy	(schmale Implantate Ø 3,2 · Ø 3,4mm)
ICX-ACTIVE-MASTER	(für ästhetisch, anspruchsvolle Sofortimplantationen Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm)
ICX-mini	(Implantate mit Ø 2,9mm)
ICX-plus	(Implantate mit Ø 3,45mm, mit Tulpe)
ICX-ACTIVE-WHITE	(Keramik-Implantate)
ICX-MAGELLAN	(digitale, schablonengeführte Software)

medentis[®]
medical